

# 50×TAE 电泳缓冲液

货号: HKR060

## 【产品信息】

| 产品名称         | 产品货号   | 规格    | 有效期 |
|--------------|--------|-------|-----|
| 50×TAE 电泳缓冲液 | HKR060 | 500mL | 一年  |

## 【产品简介】

TAE 即 (Tris-Acetate-EDTA buffer)，TAE 是生物学中使用最广泛的核酸电泳缓冲液，主要用于 DNA 的琼脂糖凝胶电泳，回收 DNA 片段时也宜用 TAE 缓冲系统进行电泳。本产品为 50×浓缩液，工作浓度为 1×，可直接用蒸馏水稀释 50 倍后使用。若产品出现沉淀析出，请置于 37℃ 水浴使其溶解，不影响使用。本产品的主要成分是 Tris，冰醋酸与 EDTA。

## 【产品组成】

| 产品目录         | 主要成分            | 产品规格  |
|--------------|-----------------|-------|
| 50×TAE 电泳缓冲液 | Tris, 冰醋酸, EDTA | 500mL |

## 【储存与运输】

室温运输与储存，有效期 12 个月。

## 【使用方法】

使用时用蒸馏水或超纯水稀释 50 倍后即可使用。

## 【注意事项】

操作时请穿实验服，并佩戴一次手套。